


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Ikka 다클론 항체 - O15111

품목 번호: CM0022893



소개

약 85kDa 밴드를 검출하는 인간 IKKα에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 샘플을 대상으로 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 검증이 완료되었습니다. 정규 및 비정규 NF-κB 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IKKα 토끼 pAb
비고/별칭	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKKα
종	인간
GeneID (인간)	1147
GeneID	1147
면역원	합성 펩타이드 인간 IKKα의 아미노산 600-700번 서열에 해당하는 합성 펩타이드(NP_001269.3).
숙주	토끼
분류	다클론
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O15111
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩