

Wb, Elisa용 Anti-Ikka 토끼 단일클론 항체 - O15111

품목 번호: CM0007306



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 IKKα(CHUK, IKK1, IKKA)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 면역 및 염증 반응 경로에서 NF-kappa-B 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IKKα Rabbit mAb
비고/별칭	BPS2; IKK1; IKKA; IKKBA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKKα
종	인간(Human)
유전자 ID	1147
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15111
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백