

Wb, Ihc-P, Elisa용 항인간 Ikkε (Ikbke) 토끼 다클론 항체 - Q14164

품목 번호: CM0013026

소개

인간 IKKε (IKBKE)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 IKKε를 검출합니다. 선천성 면역 및 염증 신호 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	IKKε 토끼 pAb
비고/별칭	IKKε; IKK1; IKK-E; IKK-i; IKKε
종	인간
유전자ID (인간)	9641
유전자ID	9641
면역원	인간 IKKε (NP_054721.1)의 아미노산 495-716에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14164
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백