

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ikkε (Ikbke) 토끼 다클론 항체 - Q14164

품목 번호: CM0018577

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 IKKε (IKBKE) 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐 및 랫드 샘플에서 내인성 IKKε를 검출합니다. 항바이러스 면역 및 염증 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IKKε 토끼 pAb
비고/별칭	IKKε; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
종	사람
GeneID (사람)	9641
GeneID	9641
면역원	사람 IKKε (NP_054721.1)의 아미노산 497~716에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	Q14164
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스팩