

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ikkε 토끼 단일클론 항체 - Q14164

품목 번호: CM0010916

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 IKKε (IKBKE)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 인간 IKKε (Q14164)의 N-말단 아미노산 1-100을 인식합니다. 항바이러스 선천성 면역 및 염증 신호 전달 경로를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IKKε Rabbit mAb
비고/별칭	IKKε; IKK1; IKK-E; IKK-i; IKKε
종	인간
GeneID (인간)	9641
GeneID	9641
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫트
SWISS	Q14164
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백