


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ikky 토끼 단일클론 항체 - Q9Y6K9

품목 번호: CM0010946



소개

인간 IKK γ (NF-kappa-B 필수 조절인자)를 표적하는 고친화도 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트의 내인성 수준을 검출합니다. NF- κ B 신호 전달 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	IKK γ Rabbit mAb
비고/별칭	IP, IP1, IP2, FIP3, IKKG, IPD2, NEMO, FIP-3, Fip3p, IMD33, SAIDX, AMCBX1, EDAID1, IKKAPI, ZC2HC9, IKK-gamma
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8517
GeneID	8517
면역원(Immunogen)	인간 IKK γ (NP_003630.1)의 아미노산 1-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y6K9
단백질 분자량(Protein Weight)	48 kDa / 56 kDa / 37 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)