


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ikky 토끼 다클론 항체 - Q9Y6K9

품목 번호: CM0015157



소개

인간, 마우스 및 쥐 샘플의 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 anti-IKK γ (NEMO) 토끼 다클론 항체입니다. NF-kappa-B 신호 전달 및 IKK 복합체 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IKK γ 토끼 pAb
비고/별칭	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; IKK γ
종	인간
유전자 ID	8517
면역원	인간 IKK γ (NP_003630.1)의 아미노산 250-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y6K9
단백질 무게	48 kDa/56 kDa/37 kDa
배송	아이스팩