


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Ikky Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y6K9

품목 번호: CM0013944



소개

Western Blot, Immunoprecipitation 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit anti-IKK γ (NEMO) 폴리클로날 항체. 염증 신호 전달 및 질병 연구를 위한 인간 및 마우스 NF-kappa-B 필수 조절인자를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] IKK γ Rabbit pAb
비고/별칭	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Ky
종	인간
GeneID (인간)	8517
GeneID	8517
면역원	인간 IKK γ (NP_003630.1)의 아미노산 1-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y6K9
단백질 분자량	48 kDa/56 kDa/37 kDa
배송	아이스백