

Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ikzf3 단일클론 항체 - Q9Ukt9

품목 번호: CM0009986

소개

WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-IKZF3 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 IKZF3에 반응합니다. 재조합 면역원. 림프구 분화, B-세포 발달 및 전사 조절 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IKZF3 Rabbit mAb
비고/별칭	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
종	인간
유전자 ID (인간)	22806
유전자 ID	22806
면역원	인간 IKZF3 (Q9UKT9)의 아미노산 400-509에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKT9
단백질 분자량	58 kDa
배송	아이스팩