

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ikzf3 토끼 단일클론 항체 - Q9Ukt9

품목 번호: CM0006863

소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용 인간 IKZF3(Aiolos) 표적 토끼 단일클론 항체. 인간 및 랫드와 반응합니다. 림프구 분화 및 B세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IKZF3 토끼 mAb
비고/별칭	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
종	인간
유전자 ID (인간)	22806
유전자 ID	22806
면역원	인간 IKZF3(Q9UKT9)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9UKT9
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩