

Anti-Ikzf3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukt9

품목 번호: CM0026196

소개

IKZF3(Aiolos)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, 인간 및 마우스 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. B 세포 분화 및 세포사멸 조절에서 핵심적인 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	IKZF3 Rabbit pAb
비고/별칭	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
종	인간
GeneID (Human)	22806
GeneID	22806
면역원	인간 IKZF3 (NP_036613.2)의 아미노산 280-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UKT9
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩