

Wb 및 Elisa용 항IL-1 알파 토끼 폴리클로날 항체 - P01583

품목 번호: CM0021663



소개

인간 IL-1 알파에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 검증되었습니다. 면역원은 아미노산 112-271에 해당합니다. 염증 및 면역 반응 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL-1 알파 토끼 pAb
비고 / 별칭	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 알파
종	인간
GeneID (인간)	3552
GeneID	3552
면역원	인간 IL-1 알파(NP_000566.3)의 아미노산 112-271에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01583
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩