

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-IL-1 Beta Rabbit Polyclonal Antibody - P01584

품목 번호: CM0015209



소개

인간 IL-1 beta (IL1 β , IL-1, IL1F2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체. WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 IL-1 β 와 교차 반응합니다. 염증 및 사이토카인 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL1 β Rabbit pAb
비고/별칭	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
종	Human (인간)
GeneID (Human)	3553
GeneID	3553
면역원	재조합 단백질 인간 IL1 β (NP_000567.1)의 아미노산 1-269에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P01584
단백질 분자량	31 kDa
배송	아이스백