

Fc, Elisa용 Anti-IL-13 Rabbit Monoclonal Antibody - P20109

품목 번호: CM0006207

소개

마우스 IL-13을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 세포내 유세포 분석 및 ELISA에 대해 검증됨. 마우스 IL-13에 특이적이며, 단백질 분자량은 14kDa. 알레르기 및 염증 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL-13 Rabbit mAb
비고/별칭	IL-13
종	마우스
GeneID (Human)	3596
GeneID	16163
면역원	마우스 IL-13 (NP_032381.1)의 아미노산 20-131에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포내), ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P20109
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백