


유세포 분석용 Anti-IL-13Rα1 (CD213A1) 단일클론 항체 - P78552

품목 번호: CM0008055



소개

사람 IL-13Rα1 (CD213a1)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 샘플을 이용한 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 면역학 및 종양학 분야의 IL-13/IL-4 신호 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD213a1/IL-13Rα1 mAb
비고/별칭	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; 인터루킨-13 수용체 소단위체 알파-1
종	사람
GeneID (사람)	3597
GeneID	3597
면역원	재조합 단백질; 사람 CD213a1/IL-13Rα1의 아미노산 29-343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001551.1)
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	사람
SWISS	P78552
단백질 분자량	31kDa/48kDa
배송	얼음팩