

## If/Icc, Fc, Elisa용 항IL-15Ra 토끼 단클론 항체 - Q60819

품목 번호: CM0009581



### 소개

마우스 IL-15RA (CD215)에 대한 고친화성 토끼 단클론 항체로 IF/ICC, FC, ELISA에 적합합니다. 재조합 단백질 면역원, 분자량 28kDa, 마우스와 교차반응합니다. IL-15 신호전달 및 면역세포 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | IL-15Ra 토끼 단클론 항체                                                 |
| 비고/별칭      | IL15ra                                                            |
| 종          | 마우스                                                               |
| 유전자ID (인간) | 3601                                                              |
| 유전자ID      | 16169                                                             |
| 면역원        | 마우스 CD215/IL-15Ra (NP_032384.1)의 아미노산 33-205번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                                |
| 분류         | 단클론 항체                                                            |
| 적용 분야      | IF/ICC, FC, ELISA                                                 |
| 교차 반응성     | 마우스                                                               |
| SWISS      | Q60819                                                            |
| 단백질 분자량    | 28kDa                                                             |
| 배송         | 아이스 팩                                                             |