


Fc, Elisa용 Anti-IL-17Rb 단일클론 항체 - Q9Nrm6

품목 번호: CM0006397



소개

FC 및 ELISA용 인간 IL-17RB를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 염증성 사이토카인 신호 전달, 조혈 세포 분화 및 내분비 조직 생물학 연구에 이상적입니다. - Q9NRM6

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL-17RB Rabbit mAb
비고/별칭	CRL4, EVI27, IL17BR, IL17RH1
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	55540
면역원(Immunogen)	인간 IL-17RB (NP_061195.2)의 아미노산 18-289에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션	FC, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q9NRM6
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백