

Wb 및 Elisa용 Anti-Il-1Ra Rabbit Monoclonal Antibody - P25085

품목 번호: CM0006374

소개

WB 및 ELISA용 Mouse interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA/IL-1ra) rabbit monoclonal antibody. 인간과 교차 반응. 염증 및 사이토카인 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | IL-1RA Rabbit mAb                                                  |
| 비고/별칭       | IL-1ra; F63004IP17Rik; IL-1RA                                      |
| 종           | 마우스                                                                |
| GeneID (인간) | 3557                                                               |
| GeneID      | 16181                                                              |
| 면역원         | 마우스 IL-1RA (NP_001034790.1)의 아미노산 27-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원산지         | 토끼                                                                 |
| 카테고리        | 모노클로날 항체                                                           |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                            |
| SWISS       | P25085                                                             |
| 단백질 무게      | 20 kDa                                                             |
| 배송          | 아이스팩                                                               |