


Wb, Elisa용 항IL-1Racp 단클론 항체 - Q9Nph3

품목 번호: CM0005967



소개

인간 IL-1 수용체 보조 단백질(IL-1RacP/IL1R3)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차반응성을 가지며 WB, ELISA에서 검증되었습니다. IL-1, IL-36 및 IL-33 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL-1RacP 토끼 mAb
비고/별칭	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
종	인간
유전자ID (인간)	3556
유전자ID	3556
면역원	재조합 단백질 인간 IL-1RacP (NP_002173.1)의 아미노산 391-470번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NPH3
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스백