


Anti-IL-1RacP Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph3

품목 번호: CM0030555



소개

Human IL-1RacP (IL1R3)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. IL-1/IL-33/IL-36 신호 전달 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL-1RacP Rabbit pAb
비고/별칭	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	3556
유전자 ID	3556
면역원(Immunogen)	Human IL-1RacP (NP_001161402.1)의 아미노산 21-356에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)
SWISS	Q9NPH3
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)