

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-IL-21 토끼 단클론 항체 - Q9Hbe4

품목 번호: CM0008642



소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증된 인간 IL-21 항토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 랫드와 반응합니다. 면역, Tfh 세포 생성 및 B세포 항체 생성에 관여하는 IL-21 사이토카인을 표적으로 합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL-21 토끼 mAb
비고/별칭	Za11; IL-21; CVID11
종	인간
유전자 ID (인간)	59067
면역원	인간 IL-21(NP_068575.1)의 아미노산 25-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9HBE4
단백질 분자량	18kDa/19kDa
배송	아이스팩