

Anti-IL-27Ra/Wsx-1 토끼 단일클론 항체 (Fc, Elisa용) - Q6Uwb1

품목 번호: CM0005550



소개

인간 IL-27RA/WSX-1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석(FC) 및 ELISA에 대해 검증되었으며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 가집니다. Th1 면역 반응 및 사이토카인 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL-27RA/WSX-1 토끼 mAb
비고/별칭	CRL1; TCCR; WSX1; IL27R; IL-27RA; zcytor1; IL-27RA/WSX-1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9466
GeneID	9466
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (인간 IL-27RA/WSX-1의 아미노산 33-283에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질, NP_004834.1)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q6UWB1
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)