

Wb, If/Icc, Elisa용 항-IL-31 단일클론항체 - Q6Ebc2

품목 번호: CM0007125

소개

인간 IL-31에 대한 토끼 단일클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원, 18 kDa. 사이토카인 신호전달 및 피부 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL-31 토끼 mAb
비고/별칭	IL-31
종	인간
유전자 ID (인간)	386653
유전자 ID	386653
면역원	인간 IL-31의 24-164번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001014358.1).
항체 기원	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6EBC2
단백질 중량	18kDa
배송	아이스팩