


Wb, If/Icc, Elisa용 항IL-36 감마 단클론 항체 - Q9Nzh8

품목 번호: CM0005060



소개

인간 IL-36 감마(Q9NZH8)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 피부 염증, 건선 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL-36 감마 토끼 mAb
비고/별칭	IL36G; IL-1F9; IL-1H1; IL-1RP2; IL1E; IL1F9; IL1H1; IL1RP2; 인터루킨-36 감마; IL-36 감마
종	인간
유전자 ID (인간)	56300
유전자 ID	56300
면역원	인간 IL-36 감마(NP_062564.1)의 아미노산 18-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NZH8
단백질 분자량	14kDa/18kDa
배송	아이스 팩