

Wb 및 Elisa용 항IL-6 다클론 항체 - P20607

품목 번호: CM0025918

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션에 검증된 IL-6 토끼 pAb입니다. 면역, 염증 및 대사에 필수적인 사이토카인인 인간, 마우스 및 래트 IL-6와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	IL-6 토끼 pAb
비고/별칭	ILg6; Ifnb2
종	래트
유전자ID (인간)	3569
유전자ID	24498
면역원	래트 IL6 (NP_036721.1)의 아미노산 25-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20607
단백질 분자량	24 kDa
배송	아이스 팩