


## Wb 및 Elisa용 Anti-IL-6 토끼 단일클론 항체 - P05231

품목 번호: CM0003740



### 소개

Western blot(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 고특이성 인간 IL-6 검출용 IL-6 토끼 단일클론 항체입니다. 면역 반응, 염증 및 대사 조절 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원이 일관된 성능을 보장합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | IL-6 토끼 단일클론 항체                                          |
| 비고/별칭       | CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6 |
| 종           | 인간                                                       |
| 유전자 ID (인간) | 3569                                                     |
| 유전자 ID      | 3569                                                     |
| 면역원         | 재조합 단백질                                                  |
| 원천          | 토끼                                                       |
| 범주          | 단일클론 항체                                                  |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 인간                                                       |
| SWISS       | P05231                                                   |
| 단백질 분자량     | 21-24 kDa                                                |
| 배송          | 아이스백                                                     |