

Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 Anti-Il-6 토끼 단일클론 항체 - P20607

품목 번호: CM0008214

소개

쥐 IL-6에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 IL-6와 교차 반응합니다. 급성기 반응, 염증 및 면역 조절 연구에 적합합니다. CamelBio를 통해 조달되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL-6 Rabbit mAb
비고/별칭	IL6; Ifnb2
종(Species)	Rat (쥐)
GeneID (인간)	3569
GeneID	24498
면역원(Immunogen)	쥐 IL-6 (NP_036721.1)의 아미노산 25-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Mouse (마우스), Rat (쥐)
SWISS	P20607
단백질 분자량	24 kDa
배송	아이스백