


Wb, Elisa용 항IL-6 토끼 다클론 항체 - P05231

품목 번호: CM0017479



소개

IL-6 토끼 다클론 항체는 WB와 ELISA에서 사람, 생쥐 및 쥐 IL-6를 검출합니다. 면역 반응, 염증 및 대사에 관여하는 핵심 급성기 사이토카인을 인식합니다. 감염, 조직 손상 및 자가면역 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL-6 토끼 pAb
비고/별칭	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
종	사람
유전자ID (사람)	3569
유전자ID	3569
면역원	사람 IL6(NP_000591.1)의 아미노산 30-212에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P05231
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스 팩