


Wb, If/Icc, Elisa용 항IL-6 토끼 다클론 항체 - P05231

품목 번호: CM0013608



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증된 IL-6 토끼 다클론 항체. 면역, 염증 및 대사에 관여하는 사이토카인 IL-6 (P05231)을 표적으로 합니다. 진단 및 연구 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL-6 토끼 pAb
비고/별칭	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
종	인간
유전자 ID (인간)	3569
유전자 ID	3569
면역원	인간 IL6 (NP_000591.1)의 아미노산 30-212 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05231
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백