

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-IL10 토끼 다클론 항체 - P22301

품목 번호: CM0024659



### 소개

WB, IHC-P, ELISA 검증을 완료한 IL10(인체, 마우스, 쥐) 대상 토끼 다클론 항체입니다. 면역 조절, 염증 및 질병 연구에서 항염증성 사이토카인을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | IL10 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | CSIF; TGIF; GVHDS; IL-10; IL10A; IL10                       |
| 종           | 인체                                                          |
| 유전자 ID (인체) | 3586                                                        |
| 유전자 ID      | 3586                                                        |
| 면역원         | 합성 펩타이드, 인체 IL10(NP_000563.1)의 19-178 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 출처          | 토끼                                                          |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                      |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인체, 마우스, 쥐                                                  |
| SWISS       | P22301                                                      |
| 단백질 무게      | 21kDa                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                        |