

Wb, If/Icc, Elisa용 항IL10Rb 토끼 다클론 항체 - Q08334

품목 번호: CM0017699



소개

인간 IL10RB를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 사이토카인 신호 전달 및 항바이러스 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL10RB 토끼 pAb
비고/별칭	CRFB4; IBD25; CRF2-4; D2IS58; D2IS66; CDW210B; IL-10R2; IL-10RB; IL10RB
종	인간
GeneID (인간)	3588
GeneID	3588
면역원	인간 IL10RB (NP_000619.3)의 아미노산 20-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q08334
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백