

Wb 및 Elisa용 Anti-IL12 Rabbit Monoclonal Antibody - P29460

품목 번호: CM0005527



소개

WB 및 ELISA용 고품질 anti-IL12 토끼 단일클론 항체로, T/NK 세포 성장 및 IFN-감마 생산에 중요한 사이토카인인 인간 IL-12 서브유닛 베타(IL12B)를 표적합니다. 면역학 연구 및 IVD 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL12 Rabbit mAb
비고/별칭	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12
종	인간
GeneID	3593
면역원	인간 IL12의 아미노산 23-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. (NP_002178.2)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P29460
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백