


Wb, Elisa용 항인간 IL12 토끼 다클론 항체 - P29459 / P29460

품목 번호: CM0027314



소개

인간 IL12(p35/IL12A 및 p40/IL12B)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. IL-12 사이토카인 신호 전달, Th1 분화 및 면역 반응 기전 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL12 토끼 pAb
비고/별칭	P35; CLMF; NFSK; NKSFI; IL-12A
종	인간
유전자ID (인간)	3592/3593
유전자ID	3592/3593
면역원	인간 IL12B의 아미노산 23-328 / 인간 IL12A의 아미노산 23-219(NP_002178.2/NP_001384921.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P29459/P29460
단백질 분자량	25kDa/37kDa
배송	아이스 팩