


## Wb, Elisa용 Anti-IL12A 폴리클로널 항체 - P29459

품목 번호: CM0024075



### 소개

IL12A Rabbit pAb (P29459)은 인간 IL12A의 아미노산 50-150 내부의 합성 펩타이드에 대해 생성된 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 IL12A와 교차 반응하며 WB 및 ELISA에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명                      | IL12A Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭                    | P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A; IL12A                   |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                               |
| GeneID (인간)              | 3592                                                    |
| GeneID                   | 3592                                                    |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 IL12A (NP_000873.2)의 아미노산 50-150 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                              |
| 카테고리                     | 폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)                         |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                          |
| SWISS                    | P29459                                                  |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 25kDa                                                   |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                          |