


Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용 항IL12B 토끼 단클론 항체 - P43432

품목 번호: CM0004438



소개

생쥐 IL12B(p40)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, FC(세포내) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람과 교차 반응합니다. IL-12/IL-23 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL12B 토끼 단클론 항체
비고/별칭	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
종	생쥐
유전자 ID (사람)	3593
유전자 ID	16160
면역원	생쥐 IL12B(NP_001290173.1)의 아미노산 23-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, FC(세포내), ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	P43432
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩