

Wb, Elisa용 Anti-IL12B 토끼 다클로날 항체 - P29460

품목 번호: CM0014922



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 IL12B 토끼 pAb입니다. T 세포 및 NK 세포 활성화와 IFN-gamma 생성에 관여하는 사이토카인인 인간 및 마우스 IL-12 서브유닛 베타를 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IL12B Rabbit pAb
비고/별칭	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12B
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	3593
유전자 ID	3593
면역원(Immunogen)	인간 IL12B (NP_002178.2)의 아미노산 23-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P29460
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스백