


Wb, Elisa용 항-IL12B 토끼 다클론 항체 - P43432

품목 번호: CM0020798



소개

WB 및 ELISA용 마우스 IL12B 토끼 다클론 항체(인체와 교차 반응). T/NK 세포 활성화 및 IFN-gamma 생성의 핵심 사이토카인인 IL-12 및 IL-23의 p40 서브유닛을 표적으로 합니다. 연구용으로만 사용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL12B 토끼 pAb
비고/별칭	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
종	마우스
GeneID (인체)	3593
GeneID	16160
면역원	재조합 단백질 마우스 IL12B의 아미노산 23-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001290173.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	P43432
단백질 무게	38kDa
배송	아이스팩