

## Anti-IL12Rb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P42701

품목 번호: CM0023627



### 소개

인간 IL12RB1을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합. 마우스 및 래트와 교차 반응함. IL-12/IL-23 신호 전달 및 면역 반응 기전 연구에 유용.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명         | IL12RB1 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭       | CD212; IMD30; IL12RB; IL-12R-BETA1; IL12RB1               |
| 종           | 인간                                                        |
| 유전자 ID (인간) | 3594                                                      |
| 유전자 ID      | 3594                                                      |
| 면역원         | 인간 IL12RB1의 아미노산 25-305 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질 (NP_714912.1) |
| 원천          | 토끼                                                        |
| 카테고리        | 폴리클론항체                                                    |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                               |
| SWISS       | P42701                                                    |
| 단백질 분자량     | 73kDa                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                      |