


Wb, Elisa용 Anti-Il12Rb2 폴리클로날 항체 - Q99665

품목 번호: CM0013069



소개

WB 및 ELISA용 인간 IL12RB2 토끼 폴리클로날 항체로, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. T세포 및 NK세포 생물학에서 IL-12 수용체 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL12RB2 Rabbit pAb
비고/별칭	IL12RB2
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	3595
유전자 ID	3595
면역원	재조합 단백질 인간 IL12RB2 (NP_001550.1)의 아미노산 420-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	Q99665
단백질 크기	97kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)