


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL13Ra1 단일클론 항체 - P78552

품목 번호: CM0009386



소개

인간 IL13RA1(CD213A1, NR4, CT19)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. IL-13/IL-4 신호전달 및 암/고환 항원 생물학을 확인해 보세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL13RA1 토끼 mAb
비고/별칭	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
종	인간
GeneID (인간)	3597
GeneID	3597
면역원	합성 펩타이드 인간 IL13RA1(P78552)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78552
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩