


Wb, Elisa용 항IL13Ra1 다클론 항체 - P78552

품목 번호: CM0027921



소개

인터루킨-13 수용체 서브유닛 알파-1(IL13RA1, CD213A1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 생쥐의 WB 및 ELISA에 적합합니다. 재조합 면역원은 약 49kDa 단백질을 검출합니다. IL13/IL4 신호 전달 및 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL13RA1 토끼 pAb
비고/별칭	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
종	사람
유전자ID (사람)	3597
유전자ID	3597
면역원	재조합 단백질 사람 IL13RA1(NP_001551.1)의 아미노산 29-343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	P78552
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩