


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Il13Ra2 다클론 항체 - Q14627

품목 번호: CM0021274



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-IL13RA2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 IL13RA2 단백질을 검출합니다. IL-13 신호 전달 및 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL13RA2 토끼 pAb
비고/별칭	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
종	인간
유전자 ID	3598 (인간)
면역원	합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14627
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩