

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL13Ra2 토끼 다클론 항체 - Q14627

품목 번호: CM0019592



소개

인간 IL13RA2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. IL-13 신호전달, 면역 조절 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL13RA2 토끼 pAb
비고/별칭	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
종	인간
유전자 ID (인간)	3598
유전자 ID	3598
면역원	인간 IL13RA2의 27-343번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000631.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14627
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩