

Wb 및 Elisa용 항IL15 토끼 다클론 항체 - P40933

품목 번호: CM0019482



소개

인간 인터루킨-15 (IL-15)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 마우스 IL-15와 교차 반응합니다. IL-15 매개 면역 반응 및 염증성 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	IL15 토끼 pAb
비고/별칭	IL15; IL-15; 인터루킨-15
종	인간
유전자 ID	3600
면역원	재조합 단백질 인간 IL15(NP_000576.1)의 아미노산 49-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P40933
단백질 분자량	14kDa/18kDa
배송	아이스백