

Wb, Elisa용 Anti-Il15Ra 토끼 다클론 항체 - Q60819

품목 번호: CM0020499



소개

마우스 인터루킨-15 수용체 알파 소단위체(IL-15RA)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. IL-15 신호전달, 면역 조절 및 사이토카인 수용체 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Il15ra 토끼 pAb
비고/별칭	IL-15RA; Il15ra
종	마우스
GeneID (인간)	3601
GeneID	16169
면역원	마우스 Il15ra(NP_032384.1)의 아미노산 33~105번 서열에 해당하는 재조합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60819
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백