

Wb, Elisa용 Anti-Il17A 토끼 단클론 항체 - Q62386

품목 번호: CM0007333

소개

마우스 IL-17A를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Th17 면역과 염증에 관여하는 17 kDa 단백질을 인식합니다. 면역 반응 및 숙주 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL17A 토끼 mAb
비고/별칭	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A; IL17A
종	마우스
유전자 ID	16171
면역원	마우스 IL17A의 아미노산 26-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_034682.1)
항체 공급원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62386
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백