


Wb, Elisa용 항IL17A 토끼 다클론 항체 - Q16552

품목 번호: CM0014052



소개

인간 IL17A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. IL17A 매개 면역, 염증 및 항미생물 숙주 방어 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	IL17A 토끼 pAb
비고/별칭	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
종	인간
유전자 ID (인간)	3605
유전자 ID	3605
면역원	인간 IL17A (NP_002181.1)의 아미노산 24-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16552
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩