

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Il17C 토끼 다클로날 항체 - Q9P0M4

품목 번호: CM0014952

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 이 IL17C 토끼 다클로날 항체는 인간, 쥐 및 랫트 IL-17C를 인식합니다. 상피 선천성 면역 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL17C Rabbit pAb
비고/별칭	CX2; IL-17C; IL17C
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	27189
유전자 ID	27189
면역원	인간 IL17C (NP_037410.1)의 아미노산 19-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9P0M4
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩