

Anti-IL17F Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Pd4

품목 번호: CM0030133



소개

인간 IL17F에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 반응하며, 선천성 및 적응성 면역에서 주요 Th17 사이토카인을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL17F Rabbit pAb
비고/별칭	ML1; ML-1; IL17A; CANDF6; IL-17F
종	인간
GeneID (Human)	112744
면역원	인간 IL17F (NP_443104.1)의 아미노산 31-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96PD4
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백