

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-IL17Ra Rabbit Monoclonal Antibody - Q96F46

품목 번호: CM0012203



소개

인간 IL17RA(CD217)를 표적으로 하는 래빗 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 선천성 및 적응성 면역에서 IL-17 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	IL17RA Rabbit mAb
비고/별칭	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
종	인간
GeneID (Human)	23765
GeneID	23765
면역원	인간 IL17RA (Q96F46)의 아미노산 767-866 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	래빗
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96F46
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백